

CATALOGO PRODOTTI




ROSEPHARMA

YOU,
AT
YOUR
BEST

BENVENUTI IN ROSE PHARMA

Rose Pharma, con sede a Lugano (Svizzera), è un'azienda fondata nel 2011 e specializzata in trattamenti di medicina estetica nei campi della dermatologia, medicina estetica, ginecologia e ortopedia.

Rose Pharma si è affermata come azienda leader nella ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi a base di acido ialuronico. Supportando i medici nel loro percorso di crescita professionale, Rose Pharma offre strumenti innovativi per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti, personalizzando le soluzioni e i risultati.

NOI 
NON
IMMAGINIAMO
IL FUTURO,
NOI
LO CREIAMO!

Ogni elemento trattato gioca un ruolo specifico, ma la vera magia avviene quando vengono utilizzati tutti insieme.

Le pagine seguenti ti aiuteranno a comprendere la nostra identità, i valori che rappresenta e come esprimerli al meglio.





ZHOABEX

ZHOABEX FACE

Zhoabex Face offre una gamma completa di filler studiati su misura per il ringiovanimento del viso. Ogni formulazione è progettata per trattare aree specifiche, dalle linee sottili al ripristino del volume profondo, garantendo trattamenti personalizzati con risultati dall'aspetto naturale.



ZHOABEX SOFT TOUCH

Ideale per trattamenti full-face, questo prodotto ripristina armoniosamente la naturale levigatezza del viso e attenua le imperfezioni. La sua formulazione precisa bilancia idratazione e tensione, ottenendo un effetto "Natural Lift"



Zhoabex Soft Touch combina caratteristiche elastiche ottimali con una delicata coesività, rendendolo la scelta ideale per il trattamento delle linee sottili e per ottenere un risultato che ripristina una texture delicata e naturale. Questo filler è indicato per le aree superficiali, permettendo un'integrazione armoniosa con la texture naturale della pelle.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	6,8 - 7,4
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	18± 3N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	1 ± 0,1 ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine Batteriche	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	22-28 mg/ml
Residui BDDE	Metodo Interno	<2 p.p.m.

REOLOGIA

G'	90
G''	30
Tan Delta	0,33

I valori di G' e G'' sono espressi in Pascal (PA)

ZHOABEX LIGHT LINES

Sviluppato appositamente per correzioni dinamiche, questo filler è progettato per trattare le aree più delicate del viso, offrendo una correzione volumetrica morbida che valorizza l'aspetto naturale della pelle senza compromettere l'espressività del volto.



Per i pazienti che desiderano una definizione delicata e un perfezionamento dei contorni, Zhoabex Light Lines offre risultati precisi e duraturi. Progettato per ridefinizione volumetrica questo filler preserva l'espressività naturale del volto, valorizzandone i contorni con una definizione delicata.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	6,8 - 7,4
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	20 ± 3N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	1 ± 0,1 ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine Batteriche	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	22-28 mg/ml
Residui BDDE	Metodo Interno	<2 p.p.m.

REOLOGIA

G'	80
G''	30
Tan Delta	0,38

I valori di G' e G'' sono espressi in Pascal (PA)

ZHOABEX LIPS

Studiato per definire e migliorare i contorni delle labbra questo prodotto si integra nei tessuti circostanti, garantendo un aumento volumetrico delicato e naturale, preservando l'armonia e le proporzioni dei tratti del viso del paziente.



Progettato per garantire massima precisione, Zhoabex Lips è formulato per offrire un volume controllato e una definizione ottimale delle labbra. La sua texture raffinata e la consistenza bilanciata permettono una distribuzione uniforme assicurando pienezza e contorno con durata e comfort.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	6,8 - 7,4
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	23 ± 3N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	1 ± 0,1 ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	22-28 mg/ml
Residui BDDE	Metodo Interno	<2 p.p.m.

REOLOGIA

G'	140
G''	30
Tan Delta	0,21

I valori di G' e G'' sono espressi in Pascal (PA)

ZHOABEX DEEP

Specificamente formulato per il trattamento delle rughe profonde e il ripristino del volume, questo prodotto offre un'azione correttiva efficace, ideale per aumentare la densità dei tessuti in aree come mento e zigomi.



Zhoabex Deep agisce sulle strutture più profonde del viso per ripristinare il volume perso e correggere rughe e pieghe marcate. Grazie alla sua elevata viscosità, questo filler è ideale per le aree che necessitano di un supporto significativo, come le pieghe nasolabiali, garantendo comunque un risultato naturale.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	6,8 - 7,4
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	23 ± 3N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	1 ± 0,1 ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine Batteriche	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	22-28 mg/ml
Residui BDDE	Metodo Interno	<2 p.p.m.


REOLOGIA

G'	150
G''	40
Tan Delta	0,27

I valori di G' e G'' sono espressi in Pascal (PA)

ZHOABEX VOLUME

Una soluzione efficace per le perdite significative di volume del viso, questo filler offre un notevole effetto lifting e volumizzante, ripristinando in modo efficace la simmetria e l'estetica del volto compromesse dall'invecchiamento.



Zhoabex Volume è formulato per il ripristino volumetrico profondo, ideale per i pazienti che richiedono un marcato rimodellamento e supporto dei contorni del viso. La sua consistenza densa e duratura conferisce struttura in aree come zigomi e mento, restituendo pienezza giovanile con massima stabilità e precisione. Grazie alla combinazione di alta coesività e potere liftante, Zhoabex Volume assicura risultati naturali e di lunga durata, in perfetta armonia con l'anatomia del volto del paziente.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	6,8 - 7,4
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	30 ± 3N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	1 ± 0,1 ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	22-28 mg/ml
Residui BDDE	Metodo Interno	<2 p.p.m.

REOLOGIA

G'	200
G''	50
Tan Delta	0,25

I valori di G' e G'' sono espressi in Pascal (PA)





ZHOABEX
RADIANCE

ZHOABEX RADIANCE

Zhoabex Radiance è formulato per un'idratazione profonda della pelle e per attivare la biorigenerazione. Migliora l'elasticità, il tono e la texture cutanea, donando al viso una luminosità giovanile che valorizza la salute globale della pelle.

ZHOABEX RADIANCE

Migliora l'elasticità, il tono e la texture cutanea, donando al viso una luminosità giovanile che valorizza la salute globale della pelle.



Ripristina la luminosità naturale idratando in profondità e rivitalizzando la pelle.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CONTROLLI	SPECIFICA
Aspetto del Gel	Gel trasparente e incolore, senza particelle estranee
pH	6.5 - 7.5
Volume estraibile 2 mL	2,00 - 2,30 ml
Osmolality	260 - 420 mOsm/Kg
Viscosità rotazionale (gel 2,5% HA) Metodo Interno	50000 - 150000 cP
Viscosità rotazionale (gel 2,5% HA) Reometro	61,3 - 143,1 Pa*S
Contenuto di Sodio ialuronato	Quantità dichiarata \pm 10% (22,5 - 27,5 mg/mL)
Contenuto di Trealosio	0,9 - 1,1%
Sterilità	Sterile
Endotossine Batteriche	\leq 5 EU/ml
Controllo sul confezionamento finale	Conforme

Elevata concentrazione di acido ialuronico: 25 mg/ml - 50 mg/2ml

Associazione sinergica con il trealosio: 10 mg/ml - 20 mg/2ml

Doppio peso molecolare con range specifici definiti: HA medio PM 1200-1500 kDa e HA basso PM 200-400 kDa






ZHOABEX **G**

ZHOABEX G

Zhoabex G è il Filler dedicato al ripristino estetico e funzionale degli organi genitali esterni femminili. È specificatamente formulato per contrastare l'atrofia e la perdita di volume del grande labbro.

ZHOABEX G

Attraverso il suo impiego, Zhoabex G ristabilisce la funzione primaria del grande labbro che è quella di proteggere le più interne e delicate strutture vulvari: il piccolo labbro e l'introito della vagina.



Grazie alla sua formulazione e alla sua specifica tecnica di infiltrazione, Zhoabex G è un prodotto altamente performante, permette di ottenere un risultato naturale, evidente e duraturo utilizzando una minima quantità di prodotto.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	6,8 - 7,4
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	30 ± 3N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	1 ± 0,1 ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	22-28 mg/ml
Residui BDDE	Metodo Interno	<2 p.p.m.

REOLOGIA

G'	185
G''	35
Tan Delta	0,19

I valori di G' e G'' sono espressi in Pascal (PA)





ZHOABEX
ARTHRO

ZHOABEX ARTHRO

Zhoabex Arthro è progettato per il ripristino del fisiologico ambiente articolare, favorendo la rigenerazione dei tessuti e alleviando i disturbi articolari. La sua formulazione migliora la mobilità e il comfort, supportando la terapia articolare a lungo termine.

ZHOABEX ARTHRO

Zhoabex Arthro è un filler a doppia azione destinato all'uso intra-articolare, indicato per il trattamento del dolore articolare e delle limitazioni di movimento causate dalla riduzione di concentrazione di acido ialuronico intraarticolare.



Disponibile in due concentrazioni, Zhoabex Arthro 1.6% e 0.8%, offre sia un sollievo immediato che una stabilizzazione a lungo termine, migliorando la qualità del movimento e della vita dei pazienti.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ZHOABEX ARTHRO 1.6%

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	7 - 7,5
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	9-13 N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	2 ± 0,2ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine Batteriche	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	14-18 mg/ml

ZHOABEX ARTHRO 0.8%

TEST	METODO	LIMITE DI SPECIFICA
pH	Ph Eur 2.2.3 Edizione Attuale	7 - 7,5
Forza di estrusione (Ago BD 27G 13mm)	Metodo Interno	3-6 N
Quantità per Siringa	Metodo Interno	2 ± 0,2ml
Aspetto	Metodo Visivo	Gel Trasparente
Endotossine Batteriche	Ph Eur 2.6.14 Edizione Attuale	<20 EU/ml
Sterilità	Ph Eur 2.6.1 Edizione Attuale	Sterile
Contenuto di HA	Metodo Interno	6-10 mg/ml



rosepharmalabs.com



Rose Pharma S.A.
Via San Gottardo, 10
6900 Lugano | CH
Telefono +4191 921 09 03
Fax +4191 912 26 69
info@rosepharma.ch

Codice brochure: ZH_BR_ENG_REV03_2025

Questa brochure è riservata alla consultazione esclusiva dei professionisti medici. I prodotti Zhoabex sono dispositivi medici di classe III CE1984.